

Drugs en alcohol in haar

Toepassing

Door middel van haaranalyse kan er over een langere periode nagegaan worden of er gebruik van drugs of alcohol was. Gemiddeld groeit het haar 1 cm per maand. Voor het opsporen van bepaalde stoffen wordt het haar per cm geanalyseerd. Dit weerspiegelt het drug- en alcoholgebruik per maand.

Haarlengte

Om het gebruik te kunnen opsporen, is een proximaal (tegen de hoofdhuid afgenomen) haarstaal van minstens 3 centimeter wenselijk. Indien het haar korter is, kan er minder ver teruggegaan worden in de tijd, wat het aantonen van de duur van abstinentie beïnvloedt; In dit geval laat de patiënt zijn/haar haar best nog wat groeien.

Indien op het aanvraagformulier geen specifieke te analyseren segmentlengte wordt vermeld, zullen de gevraagde analyses standaard uitgevoerd worden op de volledige proximale segmentlengte van het haarstaal, met een maximum van 6 centimeter (= gebruik van de laatste 6 maanden).

Materiaal


Touwtje (of rekkertje). **Gebruik geen plakband om de haren samen te binden!**
Schaar en urinepotje.

Procedure afname haarlok

- Bind een **haarbundeltje ter dikte van een potlood** af met behulp van een touwtje (of rekkertje), bij voorkeur op het achterhoofd (zone 4 op figuur).



- **Knip** de haarbundel **af** met een schaar **zo dicht mogelijk tegen de scalp**.



- Breng de samengebonden haarbundel in een urinepotje en sluit af.

Bewaring en transport

In afwachting van transport mag het haarstaal bij kamertemperatuur bewaard worden.

Kostprijs

De prijs is afhankelijk van de gevraagde type drugs: zie labogids voor meer info.

Wanneer is het resultaat gekend?

De resultaten zijn gekend na max. 1 maand.